



# VITEK<sup>®</sup> 2

## Identification & Antibiogramme



PIONEERING DIAGNOSTICS





# VITEK® 2

## GRAM POSITIFS Antibiogramme

### STAPHYLOCOQUES AST-P631 RÉF. 414961

- Benzylpénicilline
- Test Céfoxitine
- Oxacilline CMI
- Test ICR\*\*
- Erythromycine
- Lincomycine
- Pristinamycine
- Kanamycine
- Tobramycine
- Gentamicine
- Tétracycline
- Ofloxacin
- Nitrofurantoïne
- Acide fusidique
- Fosfomycine
- Rifampicine
- Triméthoprim/sulfaméthoxazole
- Teicoplanine
- Vancomycine
- Linézolide

### STREPTOCOQUES B HEMOLYTIQUES & ORAUX, PNEUMOCOQUES AST-ST03 REF.421040

- Benzylpénicilline
- Ampicilline
- Céfoxitine
- Ceftriaxone
- Clindamycine
- Erythromycine
- Test ICR\*\*\*
- Lévofoxacin
- **Moxifloxacin**
- Tétracycline
- **Tigécycline**
- **Chloramphénicol**
- **Rifampicine**
- Triméthoprim/sulfaméthoxazole
- Vancomycine
- **Teicoplanine**
- **Gentamicine HC**
- Linézolide

### STREPTOCOQUES B ENTÉROCOQUES PNEUMOCOQUE AST-P606 RÉF. 22330

- Benzylpénicilline
- Ampicilline
- Erythromycine
- Clindamycine
- Quinupristine/dalfopristine

- Lévofoxacin
- Moxifloxacin
- Tétracycline
- Nitrofurantoïne
- Triméthoprim/sulfaméthoxazole
- Chloramphénicol
- Teicoplanine
- Vancomycine
- Linézolide
- Kanamycine HC
- Gentamicine HC
- Streptomycine HC

### PNEUMOCOQUES AST-P576 RÉF. 22216

- Benzylpénicilline
- Amoxicilline
- Céfoxitine
- Ceftriaxone
- Imipénème
- Ofloxacin
- Sparfloxacine
- Lévofoxacin
- Télithromycine
- Moxifloxacin
- Erythromycine
- Pristinamycine
- Quinupristine/dalfopristine
- Tétracycline
- Chloramphénicol
- Triméthoprim/sulfaméthoxazole
- Rifampicine
- Vancomycine
- Linézolide

\*\* Test d'induction de la résistance aux macrolides  
\*\*\* Test validé pour Streptococcus agalactiae et pyogenes

## GRAM NEGATIFS Antibiogramme

### PRÉLÈVEMENT URINAIRE AST-N372 REF 422241

- Ampicilline
- Amoxicilline/Ac. clav.
- Ticarcilline
- Pipéracilline/Tazobactam
- **Témocilline**
- Céfixime
- Céfoxitine
- Ceftriaxone
- Ceftazidime
- Ertapénème
- Gentamicine
- Amikacine
- Acide nalidixique

- Ofloxacin
- Mécillinam<sup>(1)</sup>
- Fosfomycine<sup>(1)</sup>
- Nitrofurantoïne
- Triméthoprim/Sulfam.

1) Réponse limitée à E.coli

### STANDARD GRAM NÉGATIF AST-N233 RÉF. 413117

- Ampicilline
- Amoxicilline/Ac. clav.
- Ticarcilline
- Pipéracilline/Tazobactam
- Céfalotine
- Céfoxitine
- Céfoxitine
- Ceftriaxone
- Ceftazidime
- Imipénème\*
- Ertapénème
- Tobramycine
- Amikacine
- Gentamicine
- Acide nalidixique
- Ofloxacin
- Ciprofloxacine
- Nitrofurantoïne
- Triméthoprim/Sulfam

### ÉTENDUE BMR AST-XN05 RÉF. 413230

- Ampicilline/sulbactam
- Ticarcilline/Ac. clav.
- Pipéracilline
- Céfixime
- Céfuraxime
- Ceftriaxone
- Céfépime
- Aztreonam
- Méropénème\*
- Tétracycline
- Minocycline
- Tigécycline
- Chloramphénicol
- Moxifloxacin
- Lévofoxacin
- Triméthoprim
- Colistine
- Test BLSE

Seules ces deux cartes peuvent être couplées

### STANDARD 2 GRAM NÉGATIF AST-N234 RÉF. 413119

- Ampicilline
- Amoxicilline/Ac.Clav
- Ticarcilline

- Ticarcilline/Ac.Clav.
- Pipéracilline/Tazobactam
- Céfalotine
- Céfoxitine
- Céfoxitine
- Ceftazidime
- Imipénème\*
- Ertapénème
- Amikacine
- Gentamicine
- Acide nalidixique
- Ofloxacin
- Ciprofloxacine
- Nitrofurantoïne
- Triméthoprim/Sulfam.

### NON FERMENTANTS AST-N240 RÉF. 413205

- Ticarcilline
- Ticarcilline/Ac. Clav.
- Pipéracilline
- Pipéracilline/Tazobactam
- Ceftazidime
- Céfépime
- Aztréonam
- Imipénème\*
- Méropénème\*
- Tobramycine
- Amikacine
- Gentamicine
- Lévofoxacin
- Ciprofloxacine
- Rifampicine
- Colistine
- Triméthoprim/Sulfam.

## LEVURES Antifongigramme

### ANTIFONGIGRAMME AST-YS08 REF 420739

#### Candida spp.cryptococcus neoformans

- Flucytosine
- Amphotéricine B
- Fluconazole
- Voriconazole
- Caspofungine<sup>(1)</sup>
- Micafungine<sup>(1)</sup>

1) Validé pour Candida spp

Texte gras = nouvelles molécules ou molécules redéveloppées

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation des produits.

