

Versana Essential™

Des soins prodigués avec confiance





Imagerie simple et efficace pour un large éventail de patients

Le système d'échographie Versana Essential vous permet de réaliser des examens sans compromis sur la qualité. Cet échographe simple et efficace propose un large champ d'applications et convient parfaitement aux cliniques privées, aux cabinets de médecins généralistes et aux services partagés car il est à la fois très abordable et propose une qualité d'image qui se classe parmi les meilleures de sa catégorie.

Le système est conçu pour fonctionner de manière fiable, jour après jour. De plus, il est accompagné d'une couverture de service et d'assistance GE HealthCare robuste pour votre tranquillité d'esprit.

Simple. Efficace. Accessible.
Un échographe de premier ordre, garantissant une tranquillité d'esprit totale.



Excellente qualité d'image



Logiciel clinique permettant de gagner du temps pour l'évaluation du foie et de la thyroïde*



Démarrage rapide*, une unité centrale très réactive* et un grand écran LCD de 21,5 pouces*



Un grand éventail de nouvelles sondes*



Service et assistance d'experts



Options de financement flexibles

*Disponible sur Versana Essential R2.

Un partenaire de confiance

Atteignez de nouveaux niveaux d'excellence en matière de diagnostics et de rapports

Versana Essential est conçu avec la technologie d'imagerie GE HealthCare. Sa fiabilité vous permet d'obtenir des images nettes pour compléter les examens physiques et mieux adapter votre plan de soins. Il est adapté aux examens abdominaux, gynécologiques/obstétriques, musculosquelettiques, cardiovasculaires et des parties molles et propose des fonctionnalités disponibles sur nos systèmes les plus avancés.

- Performance 3D/4D améliorée avec **V-Live***
- Définissez clairement les contours des structures avec **CrossXBeam™**
- Évaluez le flux sanguin pour détecter d'éventuelles irrégularités de la paroi des vaisseaux et bien plus encore avec **B-Flow**, **B-Flow Color**, et **Power Doppler Imaging**

Des spécialistes pour un service et une assistance fiables

- **Une batterie en option*** assure la continuité de l'alimentation si vous devez vous déplacer d'une pièce à l'autre
- **e-Delivery*** pour des mises à jour logicielles simplifiées
- **Probe Check*** évalue les performances des éléments de la sonde, facilitant ainsi la maintenance du système
- **Une couverture de service pluriannuelle** assurée par les experts de GE HealthCare pour rester serein¹



*Disponible sur Versana Essential R2.

1. La garantie et les offres de diagnostic à distance peuvent varier selon le pays ou la région. Veuillez consulter votre représentant GE HealthCare local.


Une solution complète

Prise de décision clinique assurée pour des consultations rapides

Les caractéristiques principales de Versana Essential vous font bénéficier d'un flux de travail rationalisé et augmentent la productivité. Vous pouvez également compter sur une assistance clinique et un service d'excellence pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre système.



Optimisez automatiquement les images pendant l'acquisition avec *Whizz*



SonoBiometry permet des mesures fœtales automatisées



Adaptez le signal couleur avec *Whizz Color Flow**



Gagnez du temps grâce aux outils d'automatisation



Utilisez les *progiciels de productivité* spécifiques à l'anatomie qui tirent parti des critères LI-RADS® et TI-RADS®



Mesurez l'épaisseur intima-media avec *Auto IMT*



Laissez-vous guider pour obtenir le plan de coupe souhaité avec l'outil de référence *Scan Coach*



Simplifiez la configuration du système et la formation au produit avec l'outil embarqué *My Trainer*



Normalisez votre flux de travail avec les *modèles de rapports**



Les *produits basés sur le web* et les *didacticiels cliniques* vous aident à améliorer vos compétences¹



Créez des protocoles d'examen personnalisés et des flux de travail standardisés avec *Scan Assistant*



Comparez facilement les examens actuel et antérieur et suivez l'évolution du traitement avec *Follow-Up Tool*

*Disponible sur Versana Essential R2.

1. Les offres éducatives locales peuvent varier d'une région à l'autre.

Découvrez ces caractéristiques pratiques



Moniteur orientable



Grand écran
LCD de
21,5 pouces*

Connectivité : VGA,
HDMI, USB, ethernet,
sans fil et Bluetooth*

Ergonomie : faible
encombrement. Léger.
Poignées avant et arrière
pour faciliter les manœuvres

Porte-gel




Supports de sondes

Connecteurs de
sonde orientés vers
l'avant pour un accès
facile


Batterie en option* :
pour assurer une
alimentation
électrique continue

Roues directionnelles à 360°.
Mécanisme de verrouillage et de
déverrouillage facile




*Disponible sur Versana Essential R2.


Galerie d'images




Flux couleur de l'artère carotide commune – L6-12-RS




Outil de suivi de la thyroïde – L6-12-RS




Sonobiométrie du diamètre bipariétal – 4C-RS



ACC Auto IMT (épaisseur intima-media) – L6-12-RS



Thyroïde avec Virtual Convex (fonction convexe virtuelle) – L6-12-RS




Aorte abdominale en B-Flow Couleur – 4C-RS

Galerie d'images



Profil fœtal – RAB2-6-RS




Tendon patellaire – L6-12-RS



Abdomen/pancréas – 8C-RS



Face du fœtus en 3D/4D avec V-Live – RAB2-6-RS



Coupe apicale du ventricule gauche – 3Sc-RS



Bâillement fœtal – RAB2-6-RS

Un échographe qui vous convient aujourd'hui et qui évolue avec vous

La plateforme Versana Essential est conçue pour s'adapter à votre cabinet d'aujourd'hui et de demain. Améliorez la fiabilité de votre diagnostic avec une gamme de sondes et d'applications permettant de préciser les informations obtenues pendant l'examen des patients.

Une gamme de sondes étendue :


- **E8CS-RS*** – une sonde endocavitaire microconvexe utilisée pour les applications concernant la santé des femmes, telles que les applications obstétriques et gynécologiques, urologiques et endocavitaires
- **6S-RS*** – une sonde phased array développée pour les applications cardio-pédiatrique, cardiaque adulte et l'échographie abdominale
- **8C-RS** – sonde microconvexe utile dans un large éventail d'applications, notamment pédiatrique et néonatale
- **RAB2-6-RS** – sonde 3D/4D courbe pour la résolution en imagerie obstétrique

Développez vos compétences en échographie avec Versana Club

Le Versana Club offre des ressources pour vous aider à développer vos compétences, vous mettre en réseau avec d'autres et partager vos connaissances en échographie. Parmi les avantages de l'adhésion :

- Partage d'images avec des pairs du monde entier
- Tutoriels vidéo sur le web et autres offres éducatives
- Informations sur les solutions de service et les produits Versana
- Articles sur l'échographie et les soins aux patients

Inscrivez-vous maintenant sur le site www.versanaclub.net



*Disponible sur Versana Essential R2.

Les produits mentionnés dans le document peuvent être soumis à des réglementations gouvernementales et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. L'expédition et la vente effective ne peuvent avoir lieu qu'après approbation de l'organisme de réglementation. Veuillez consulter votre représentant local GE HealthCare pour en savoir plus.

© 2025 GE HealthCare.

Versana Essential et CrossXBeam sont des marques commerciales de GE HealthCare. LI-RADS et TI-RADS sont des marques commerciales de l'American College of Radiology. Le terme et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. GE est une marque commerciale de General Electric Company utilisée sous licence. Septembre 2024 JB30846XX, JB00464DZ



Mentions légales :

Versana Essential (version R2) Utilisation prévue : Le Versana Essential est un système d'échographie diagnostique à usage général destiné à être utilisé par des professionnels de la santé qualifiés et formés à l'imagerie, la mesure, l'affichage et l'analyse par échographie du corps humain et des fluides. Applications cliniques du Versana Essential : applications fœtales/obstétriques, abdominales, gynécologiques, urologiques, pédiatriques, ayant trait aux parties molles (notamment seins, testicules, thyroïde), cardiaques chez l'adulte, cardiaques pédiatriques, vasculaires/vasculaires périphériques, musculosquelettiques conventionnelles, musculosquelettiques superficielles, thoraciques/pleurales, transcrâniennes, transrectales, transvaginales, ayant trait au guidage interventionnel (notamment la biopsie tissulaire, le drainage des fluides, les accès vasculaires et non vasculaires).

Modes de fonctionnement : Doppler B, M, Doppler énergie, Doppler pulsé, Doppler couleur, Doppler couleur mode M, Doppler énergie, imagerie harmonique, impulsion codée, mode d'imagerie 3D/4D, élastographie et modes combinés : B/M, B/Couleur, B/Doppler pulsé, B/Couleur/Doppler pulsé, B/Énergie/Doppler pulsé, B Flow/B Flow Couleur.

Versana Essential est destiné à être utilisé dans un hôpital ou une clinique médicale. Classe/Organisme notifié : IIa/CE 0197. Fabricant : GE Medical Systems (Chine) Co., Ltd. Toujours se référer au manuel de l'utilisateur complet avant l'utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour assurer la bonne utilisation de votre dispositif médical.

Dernière révision : 28 juin 2018

E8Cs-RS . Une sonde échographique est un dispositif d'image échographique fixé à la console d'un système d'échographie et utilisé à des fins de diagnostic, notamment pour la réalisation de mesures sur l'image acquise. Ce dispositif est destiné à être utilisé par des médecins qualifiés et des échographistes professionnels disposant de connaissances élémentaires en matière d'échographie Classe : IIa (Probes). Fabricant : GE Medical Systems (China) Co. Ltd. Organisme notifié : TÜV Rheinland [CE0197] Veuillez toujours consulter le Manuel de l'utilisateur complet avant toute utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour assurer l'emploi correct de votre dispositif médical.

RAB2-6-RS. Une sonde échographique est un dispositif d'image échographique fixé à la console d'un système d'échographie et utilisé à des fins de diagnostic, notamment pour la réalisation de mesures sur l'image acquise. Ce dispositif est destiné à être utilisé par des médecins qualifiés et des échographistes professionnels disposant de connaissances élémentaires en matière d'échographie Classe : IIa Fabricant : GE Healthcare Austria GmbH & Co OG Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH [CE0123.] Veuillez toujours consulter le Manuel de l'utilisateur complet avant toute utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour assurer l'emploi correct de votre dispositif médical.

8C-RS : Une sonde échographique est un dispositif d'image échographique fixé à la console d'un système d'échographie et utilisé à des fins de diagnostic, notamment pour la réalisation de mesures sur l'image acquise. Ce dispositif est destiné à être utilisé par des médecins qualifiés et des échographistes professionnels disposant de connaissances élémentaires en matière d'échographie. Classe : IIa (Probes) / I (Biopsy guides). Fabricant : GE HealthCare Japan Corporation. Organisme notifié : TÜV Rheinland [CE0197] Veuillez toujours consulter le Manuel de l'utilisateur complet avant toute utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour assurer l'emploi correct de votre dispositif médical.

*Disponible sur Versana Essential R2.

Les produits mentionnés dans le document peuvent être soumis à des réglementations gouvernementales et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. L'expédition et la vente effective ne peuvent avoir lieu qu'après approbation de l'organisme de réglementation. Veuillez consulter votre représentant local GE HealthCare pour en savoir plus.

© 2025 GE HealthCare. Versana Essential et CrossXBeam sont des marques commerciales de GE HealthCare. LI-RADS et TI-RADS sont des marques commerciales de l'American College of Radiology. Le terme et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. GE est une marque commerciale de General Electric Company utilisée sous licence. Septembre 2024 JB30846XX, JB00464DZ



GE HealthCare